

Fiche technique n° 15

Sujet	A propos des <i>dermatocystides des russules</i>
Claude LEJEUNE, 21/03/2007	
	<p>Avant de regarder les dermatocystides, entraîne-toi peut-être sur les caulocystides encore plus frappantes.</p> <p>Tu grattes un peu la surface du stipe avec une lame de rasoir.</p> <p>tu mets les raclures obtenues dans du rouge congo ammoniacal.</p> <p>tu laisses un peu regonfler et tu observes au microscope.</p> <p>A 400x, ça doit déjà être spectaculaire.</p> <p>Pour les dermatocystides, fais un scalp très fin du revêtement du chapeau, ou une coupe radiale (vraiment très fine).</p> <p>Laisser un peu gonfler dans le même réactif puis écrabouiller délicatement entre lame et lamelle.</p> <p>Tu peux aussi, pour regonfler le matériel sec, faire bouillir ta coupe quelques secondes dans une grosse goutte de rouge congo ammoniacal, avec la flamme d'un briquet, sur ta future lame d'observation, puis remettre une goutte de congo frais.</p> <p>Bien écraser pour chasser les bulles d'air et observer.</p>